

Masážní pistole na uvolnění svalů

Masážní pistole je vhodná pro: relaxaci, účinky na kůži a podkožní tkáň, účinky na centrální a nervový systém, cvičení při rehabilitacích, zotavení po operaci nebo zranění

Nástavce stačí pouze zamáčknout do pistole, zmáčknout a zvolit rychlost vibrace.



ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Očistěte zařízení vlhkým hadříkem a poté otřete do sucha

VAROVÁNÍ

Nepoužívejte trvale hodinu v kuse

Neponořujte do vody

Po nabití nebo před použitím odpojte nabíječku od baterie

Pokud máte zranění, nepoužívejte toto zařízení

NABÍJENÍ

Nabíjejte 3 hodiny

Při nabíjení led indikátor svítí/bliká červeně