

# Návod - IPL epilátor

## I. Bezpečnostní opatření

### 1. Osoby, které NESMÍ přístroj používat

Z důvodu ochrany pokožky není dovoleno používat tento přístroj osobám s následujícími charakteristikami:

- poruchy nebo snížená citlivost pokožky
- lokální nebo systémové záněty, alergická dermatitida, ekzémy či jiná kožní onemocnění
- osoby citlivé na světlo, osoby alergické na kosmetiku, kovy apod.
- těhotenství, menstruace nebo kojení
- pokožka vystavená slunci nebo opalovacímu přípravku v posledních 2 týdnech

### 2. Přístroj se NESMÍ používat na:

- opálenou pokožku
- tetování
- hemangiomy
- tmavě hnědou a černou pokožku (viz tabulka porovnání tónů pleti)
- místa po kosmetických chirurgických zákrocích

## II. Technické parametry

- Název produktu: IPL přístroj pro odstranění chloupků a omlazení pokožky
- Trubice: xenonová křemenná trubice
- Světelný zdroj: intenzivní pulzní světlo
- Hustota energie: 1,5–4,0 J/cm<sup>2</sup>
- Ozařovaná plocha: 30 × 10 mm
- Vlnová délka: 570 nm
- Životnost lampy: přibližně 999 000 záblesků
- Napájecí adaptér: AC 100–240 V / DC 12 V, 3 A
- Hmotnost: 179 g
- Rozměry přístroje: 135 × 71 × 43 mm
- Provozní teplota: 5–30 °C
- Pracovní vlhkost: relativní vlhkost 30–60 %

## III. Bezpečnostní upozornění

- Během používání vždy noste ochranné brýle.
- Nesviťte přímo do očí.
- Po použití se může objevit mírné zarudnutí, které obvykle samo odezní.
- Nepoužívejte alkohol k čištění pokožky během provozu.
- Nepoužívejte gel ani jiné mazací prostředky na pokožku.
- Nepoužívejte na citlivé oblasti, jako jsou genitálie.
- Nastavujte energii postupně – čím vyšší energie, tím vyšší účinnost, ale i riziko podráždění.
- Osoby s tmavší pokožkou mohou mít opožděné kožní reakce.
- Po epilaci používejte hydratační a ochranné krémy.
- Nepoužívejte přístroj ve vlhkém prostředí nebo ve vodě.
- Přístroj nerozebírejte – hrozí úraz elektrickým proudem.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Přímý kontakt se světlem může způsobit poškození zraku.

## Představení produktu

### 1. Vzhled a ovládací prvky

1. DC 12V napájecí konektor
2. LED displej
3. Tlačítko zapnutí
4. Tlačítko nastavení úrovně
5. Tlačítko záblesku
6. Okenko záblesku
7. Automatický režim
8. Zobrazení 5 úrovní
9. Ventilátor



### IV. Vlastnosti produktu – odstranění chloupků

Princip odstranění chloupků spočívá v aplikaci energie na vlasový folikul. Příklad je vhodný k odstranění chloupků na pažích, nohách, podpaží, linii bikin, obličejí a dalších částech těla.

Bezbolestné odstranění chloupků je vhodné pro černé a tmavé chloupky. Není vhodné pro bílé, šedé nebo světlé chloupky. Podrobnosti viz tabulka barev pokožky a chloupků.

### V. Kroky před použitím

#### 4.1 Test pokožky

Před prvním použitím proveďte test na malé ploše pokožky alespoň 12 hodin předem, abyste se ujistili, že nedojde k nežádoucí reakci.

The skin						
Hair						
White/gray	X	X	X	X	X	X
Red	X	X	X	X	X	X
Pale golden	X	X	X	X	X	X
Light brown	✓	✓	✓	✓	X	X
Brown	✓	✓	✓	✓	X	X
Dark brown	✓	✓	✓	✓	X	X
Black	✓	✓	✓	✓	X	X

#### 4.2 Test při prvním použití

- vyberte malou oblast pokožky bez chloupků nebo s velmi malým množstvím chloupků
- zvolte nejnižší energetickou úroveň (1–2 záblesky na stejném místě)
- pokud se objeví zarudnutí, pálení nebo svědění, přestaňte přístroj používat
- pokud se do 12 hodin neobjeví žádná reakce, lze přístroj používat

### 4.3 Čištění pokožky

Před epilací oholte chloupky a očistěte pokožku. Nezraňte pokožku a udržujte ji čistou.

### VI. Postup odstranění chloupků

1. Vyčistěte okenko záblesku a jeho sklo vatovým tamponem nebo bezprašným hadříkem namočeným v lékařském alkoholu.
2. Připojte adaptér k napájení a zapojte jej do přístroje. Displej se rozsvítí a zobrazí stav „OFF“.
3. Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí po dobu 3 sekund pro zapnutí přístroje.
4. Displej zobrazí aktuální úroveň energie.
5. Pomocí tlačítka úrovně (+/-) zvolte vhodnou intenzitu (celkem 5 úrovní, úroveň 1 je nejnižší, úroveň 5 nejvyšší).
6. Nasaďte ochranné brýle. Přiložte okenko záblesku kolmo k pokožce a stiskněte tlačítko záblesku.
7. Pro automatický režim podržte tlačítko záblesku po dobu 3 sekund.
8. V automatickém režimu přístroj automaticky vydává záblesky při kontaktu s pokožkou.
9. Stisknutím tlačítka záblesku po dobu 3 sekund přepnete mezi automatickým a manuálním režimem.
10. Po dokončení použití podržte tlačítko zapnutí po dobu 3 sekund pro vypnutí přístroje.
11. Po použití znovu očistěte okenko záblesku alkoholem.

Operation Level and Circle Table

Skin color Part						
Armpit	3-5 Level 3-4 Times	3-5 Level 3-4 Times	3-4 Level 3-4 Times	2-3 Level 2-3 Times	2-3 Level 2-3 Times	Do not apply
Arm	3-5 Level 3-4 Times	2-4 Level 2-3 Times	2-4 Level 2-3 Times	1-3 Level 2-3 Times	1-3 Level 2-3 Times	Do not apply
Leg	3-5 Level 3-4 Times	2-4 Level 2-3 Times	2-4 Level 2-3 Times	1-3 Level 2-3 Times	1-3 Level 2-3 Times	Do not apply
Mouth area	3-4 Level 3-4 Times	2-3 Level 2-3 Times	2-3 Level 2-3 Times	1-3 Level 2-3 Times	1-3 Level 2-3 Times	Do not apply
Face	3-4 Level 3-4 Times	2-3 Level 2-3 Times	2-3 Level 2-3 Times	1-3 Level 2-3 Times	1-3 Level 2-3 Times	Do not apply

### VII. Poznámky k použití

- Výsledky odstranění chloupků se obvykle projeví po 8–12 týdnech.
- měsíc: doporučeno používat každé 3–5 dní
- měsíc: jednou týdně
- měsíc: jednou za 2 týdny
- měsíc: jednou měsíčně pro udržení výsledků
- Výsledky se liší podle individuálních vlastností pokožky a chloupků.