

## System bělení zubů WHITE LIGHT

Právě jste si zakoupili jeden z nejnovějších systémů bělení zubů na trhu. *White Light systém* je rychlý, snadný a lze jej použít v pohodlí vašeho domova. Přečtěte si prosím všechny pokyny před použitím.

### Sada obsahuje:

- 1x vysílač modrého světla (uvnitř jsou baterky)
- 2 x tuba s gelem 20g (jeden jemnější a druhý se silnější chutí máty)
- silikonové vložka na zuby
- "Secret for Beautiful Smile" Booklet



### Gel obsahuje:

glycerín, vodu, zhušťovač, sorbit, SiO, soda jedlá, přirozená příchut', sacharín, K12, stabilizátor EDTA

### Jak to funguje?

Speciální bělicí gel neobsahuje částice, které zuby brousí, ale účinně působí na zbarvené zuby tím, že odbarvuje pigmenty v zubní sklovině usazené. Tyto pigmenty mohou vzniknout důsledkem konzumace kávy, čaje, červeného vína, nebo také užívání antibiotik a jiných léků.

Bělení zubů pomocí tzv. běličů zubů, což jsou přístroje vyzařující určitý druh světelného záření, které v kombinaci se speciální chemickou látkou provádí rozpouštění usazenin na vašich zubech a tím dochází k jejich bělení.

Podobný způsob bělení zubů používá i zubní lékař, avšak v tomto případě můžete provádět bělení vašich zubů v pohodlí vašeho domova například při sledování televize.

### Návod k použití:

1. Vyčistěte si své zuby běžným způsobem jako obvykle.
2. Odstraňte kryt z tuby na gel.
3. Naneste přibližně půl centimetru široký proužek gelu na vnitřní stranu horní a dolní zubní formy. (obrázek 1)
4. Umístěte zubní formy na Vaše zuby a proti nim umístěte světelný vysílač. (obrázek 2)
5. Přitiskněte svoje rty kolem vnější hrany světelného vysílače a takto jej přidržujte na stejném místě. Stisknete zapínající tlačítko pro spuštění světelného vysílače. (obrázek 4)
6. Světelný vysílač se automaticky vypne po deseti minutách, což značí, že je dokončen prováděný cyklus.
7. Pro další bělení jednoduše stiskněte znovu vysílač na dalších 10 min. cyklu. Pro maximalizaci výsledku můžete opakovat cyklus až 3x za celkem 30min během každého používání výrobku *White Light*.



### **Čištění světelného vysílače**

- Světelný vysílač jemně otřete jemným mýdlem a opláchněte pod tekoucí vodou
- Neponořujte světelný vysílač zcela pod vodu
- Nedávejte světelný vysílač do myčky na nádobí

## **Nejčastější otázky:**

### ***Když je bělení tak rychlé, není to škodlivé pro moje zuby?***

Tento gel pro bělení zubů obsahuje peroxid, což je stejná bezpečná látka, kterou používají zubní lékaři.

### ***Co když po bělení cítím podráždění dásní nebo dásně zbělají nebo jsou moje zuby více citlivé?***

Někteří lidé mohou mít po bělení zubů výše popsané pocity. Tyto problémy jsou však pouze dočasné a nejsou nijak škodlivé. Pokud se rozvine velká citlivost zubů nebo podráždění, pak zkuste použít méně bělicího gelu, zkrátte dobu bělení, nebo prodlužte dobu mezi jednotlivými běleními. Použití konzultujte se svým lékařem.

### ***Co když se mi objeví bílé tečky na mých zubech?***

Na některých zubech se během bělení mohou objevit bílé tečky. Tyto tečky však zmizí během několika hodin a nejsou nijak škodlivé.

### ***Jak moc bělejší budou moje zuby po bělení?***

Stupeň bělení je velmi proměnlivý a závisí na množství znečištění a přírodní barvě vašich zubů.

### ***Moje zuby nejsou bělejší tak rychle, jak bych si představoval. Co mám dělat?***

Vybělení některých zubů trvá jednoduše déle než jiných zubů. Je tedy třeba prodloužit bělicí kůru. Zabarvení zubů je totiž individuální. Pro intenzivnější proceduru kombinujte toto bělení s bělicí zubní pastou.

### ***Již používám jiné výrobky pro bělení zubů. Mohu i přesto používat tento přístroj pro bělení zubů?***

Ano. Můžete používat tento bělicí přístroj pro dosažení přídatného bělení nebo pro dobření vašich zubů.

**Dr. Adam Hajer**  
SPLS, STM, PTM

"Użycie wybielacza White Smile to jak wizyta w moim gabinecie bez wychodzenia z domu!"

**PRZED**      **PO**

**AS SEEN ON TV**

The advertisement features a central image of the White Smile teeth whitening kit, including a blue light-curing device and two tubes of whitening gel. To the left is a portrait of Dr. Adam Hajer, a dentist, with his credentials and a testimonial in Polish. Below the kit are three numbered steps: 1. A close-up of a smile with yellowish teeth. 2. The blue whitening device being applied to the teeth. 3. A close-up of a smile with significantly whiter teeth. To the right of these steps is a 2x2 grid of before-and-after photos. The top row shows a full smile with yellowish teeth on the left and a full smile with bright white teeth on the right. The bottom row shows a close-up of teeth with yellowish discoloration on the left and a close-up of bright white teeth on the right. A small television icon with the text 'AS SEEN ON TV' is positioned to the right of the grid.